

# Tenovo Food

## 肉质专业检测设备

| NO. | Description<br>产品名称 | Model No.<br>型号 | Brand/Origin<br>品牌/产地 | Quantity<br>数量 | 用途   |
|-----|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------|--|
| 1   | 胴体肉质 PH 值直测仪        | PH-STAR         | 德国麦特斯                 | 1 台            | 肉质 PH 测定, 肉质新鲜度                                      |
| 2   | 胴体肉质颜色测定仪 (LAB 型)   | OPTO-STAR       | 德国麦特斯                 | 1 台            | 肉质颜色测定, 肉质颜色遗传性状分析                                   |
| 3   | 胴体肉质电导率测定仪          | LF-STAR         | 德国麦特斯                 | 1 台            | 肉质吸水力测定  |
| 4   | 胴体肉质眼肌面积分析系统        | SCAN-STAR       | 德国麦特斯                 | 1 台            | 利用成像的方法, 进行肉质眼肌面积测定和分析, 进行育肥等研究                      |
| 5   | 胴体肉质分级系统 (猪肉)       | PG200           | 德国麦特斯                 | 1 台            | 猪肉胴体分级系统, 测量肌肉厚度, 脂肪厚度, 肉质分级                         |
| 6   | 胴体肉质分级系统 (牛肉或羊肉)    | HPG7            | 新西兰                   | 1 台            | 牛肉或者羊肉胴体分级系统, 测量肌肉厚度, 脂肪厚度, 以及肉质分级                   |
| 7   | 胴体肉质温度测定仪           | PT-STAR         | 德国麦特斯                 | 1 台            | 牛肉中心温度测定以及记录   |
| 8   | 沃布剪切力仪              | GR-150          | 美国 G-R                | 1 台            | 肉质嫩度检测, 风味检测   |
| 9   | 肌肉嫩度仪               | C-LM3B          | 国产 TENOVO             | 1 台            | 测量肉质嫩度检测, 风味风味                                       |
| 10  | 近红外肉质食品分析仪          | Series3000      | 澳大利亚 NI               | 1 台            | 主要应用于肉质产品的成分分析, 包括蛋白质含量, 脂肪含量, 水分等快速分析<br>快速测量牛肉营养指标 |

# Tenovo Food

|    |            |                |              |     |                                 |
|----|------------|----------------|--------------|-----|---------------------------------|
| 11 | 全自动凯式定氮仪   | FoodALYT D5000 | 德国 FOODALYT  | 1 套 | 农畜产品中蛋白质含量的分析, 包括肉质和蛋<br>品以及食品等 |
| 12 | 脂肪测定仪      | RD4            | 德国 FOODALYT  | 1 套 | 牛肉脂肪含量的分析, 多汁性研究, 风味研究          |
| 13 | 菌落计数仪      | HD10           | 德国 SCHUETT   | 1 台 | 微生物指标检测                         |
| 14 | 肉质失水率测定仪   | TenovoMeat-1   | 国产 TENOVO    | 1 台 | 符合国标失水率测定方法, 测试失水率情况            |
| 15 | 生鲜肉水分测定仪   | TenovoMeat-2   | 北京天翔飞域       | 1 台 | 肉质水分测量                          |
| 16 | 肉质均质装置     | TenovoMeat-3   | 北京天翔飞域       | 1 台 | 配合微生物指标检测前处理                    |
| 17 | 肉质专用研磨仪    | TenovoMeat-4   | 北京天翔飞域       | 1 台 | 快速肉质研磨, 用于近红外肉质分析               |
| 18 | 数显牛肉嫩化仪    | TenovoMeat-5   | 北京天翔飞域       | 1 台 | 牛肉嫩化                            |
| 19 | 牛肉大理石纹比色卡  |                | 澳大利亚         | 1 套 | 大理石纹以及肉色评分                      |
| 20 | NPPC 肉质比色卡 | NO.04427       | 美制标准         | 1 套 | 肉质比色和大理石纹                       |
| 21 | 酶标仪        | STATFAX2100    | 美国 AWARENESS | 1 台 | 微生物指标检测, 盐酸克罗特检测                |

咨询中心: 010-60273429 60273439 13601256813 邮箱: victorsim@vip.163.com